



TC-Drahtschneidezange TC wire cutting pliers	Länge length	Bestell-Nr. Ordering No.
für weichen Draht bis 2,0 mm Ø for soft wire up to 2.0 mm Ø für harten Draht bis 1,7 mm Ø for hard wire up to 1.7 mm diam.	18 cm / 7 inch	30-100.18




TC-Drahtschneidezange TC wire cutting pliers	Länge length	Bestell-Nr. Ordering No.
für weichen Draht bis 3,0 mm Ø for soft wire up to 3.0 mm Ø für harten Draht bis 2,5 mm Ø for hard wire up to 2.5 mm diam.	22 cm / 8½ inch	30-101.22



glatt schneidend
smooth cutting


TC-Kopf und Seitenschneider TC side and end cutter	Länge length	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
für harten Draht bis 1,7 mm Ø for hard wire up to 1.7 mm diam.	18 cm / 7 inch	30-103.18	30-103.17



Drahtschneidezange mit Hartmetall <i>Wire cutting pliers with tungsten carbide</i>	Länge <i>length</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
für harten Draht bis 0,6 mm Ø <i>for hard wire up to 0.6 mm diam.</i>	14 cm / 5½ inch	30-119.14



Drahtschneidezange mit Hartmetall <i>Wire cutting pliers with tungsten carbide</i>	Länge <i>length</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
für harten Draht bis 0,6 mm Ø <i>for hard wire up to 0.6 mm diam.</i>	12,5 cm / 5 inch	30-118.12



Platten- und Drahtschneidezange mit Hartmetall <i>Plate- and wire cutting pliers with tungsten carbide</i>	Länge <i>length</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
für Draht bis 1,7 mm Ø <i>for wire up to 1.7 mm diam.</i>	18 cm / 7 inch	30-121.18



TC Seitenschneider mit Hartmetall
TC end cutter with tungsten carbide

Länge
length


Bestell-Nr.
Ordering No.

für weichen Draht bis 3,0 mm Ø
für harten Draht bis 2,2 mm Ø

for soft wire up to 3,0 mm Ø
for hard wire up to 2,2 mm Ø

22 cm / 8½ inch

95-250.01TC



TC Frontschneider mit Hartmetall
TC front cutter with tungsten carbide

Länge
length


Bestell-Nr.
Ordering No.

für weichen Draht bis 3,0 mm Ø
für harten Draht bis 2,5 mm Ø


for soft wire up to 3,0 mm Ø
for hard wire up to 2,5 mm Ø

22 cm / 8½ inch

95-250.05



Grosser Platten- und Drahtschneider <i>Strong plate and wire cutting pliers</i>	Länge <i>length</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
er schneidet mühelos: Drähte von 2 mm – 3,5 mm Ø Platten von 2 mm Stärke <i>cutting easily: wires from 2 mm to 3.5 mm diam. plates with 2 mm thickness</i>	24 cm / 9½ inch	30-110.24



Drahtschneider durchbohrt <i>Cannulated wire cutter</i>	Länge <i>length</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
für weichen Draht bis 2,0 mm Ø für harten Draht bis 1,7 mm Ø <i>for soft wire up to 2,0 mm Ø for hard wire up to 1,7 mm Ø</i>	18 cm / 7 inch	30-090.18